

PRÉLÈVEMENT À RÉALISER IMPÉRATIVEMENT
EN DEHORS DE LA PÉRIODE DES RÈGLES


1

Lavez-vous bien les mains avant de commencer.




2

Retirez doucement l'embout de l'écouvillon.




3

Tenez fermement l'écouvillon au niveau de la marque rouge.




4

Installez-vous confortablement et introduisez délicatement l'écouvillon dans le vagin, jusqu'à la marque rouge.



5


Faites tourner l'écouvillon sur lui-même pendant environ 10 à 30 secondes.



6

Retirez l'écouvillon et placez-le dans le tube fourni.

Refermez le tube jusqu'à entendre un "clic".



7

Écrivez lisiblement votre nom, prénom et date de naissance sur l'étiquette fournie dans votre kit.

Collez l'étiquette sur le tube.



8

Remplissez lisiblement la fiche de renseignements.



9

Placez le tube (fermé et identifié) et la fiche de renseignements dans le sachet fourni dans le kit.



10

Retournez rapidement (idéalement dans un délai de 72h après le prélèvement) le sachet scellé au laboratoire INOVIE.



INFORMATION IMPORTANTE

Veillez à ce que le tube reste bien fermé après le prélèvement, et conservez l'échantillon à une température ambiante (entre 2°C et 30°C).

Si vous avez réalisé le prélèvement chez vous, assurez-vous de le ramener au laboratoire dans les meilleurs délais.

