

Protocole **Kit de prélèvement ou auto-prélèvement vaginal dans** **le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus**



Visionnage du protocole en vidéo

! Ouvrir le tube de l'écouvillon seulement au moment de son utilisation en veillant à ne rien toucher avec la pointe de l'écouvillon



1 Se laver les mains soigneusement



2 Ouvrir le tube et prendre l'écouvillon



3 Prendre en main la tige de l'écouvillon au niveau de la **marque rouge**



4 Choisir une position confortable et introduire l'écouvillon dans votre vagin par sa pointe **jusqu'à la marque rouge** (tenue par vos doigts)



5 Faire tourner l'écouvillon par rotation sur lui-même pendant **10 à 30 secondes**



6 Retirer l'écouvillon et le placer dans le tube. Refermer le tube, un « **clac** » doit se faire entendre



7 Inscrire lisiblement **nom, prénom et date de naissance** avec un stylo indélébile et coller l'étiquette sur le tube



8 Restituer le prélèvement au **laboratoire de biologie médicale** qui a remis le kit. L'échantillon prélevé peut être conservé dans le tube à **température ambiante**.

Si le prélèvement a été réalisé à domicile, rapporter le prélèvement au laboratoire **dans les meilleurs délais**. Veiller à ce que le tube **ne s'ouvre pas** lors du transport.